

Anticorpo Monoclonal Anti-Neurofilamento L Para Wb, If, Ihc, Elisa - P07196

Número do item: CM0003522

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho para Neurofilamento L de alta qualidade validado para WB, IF, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de citoesqueleto neuronal e estudos de doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Neurofilamento L Rabbit mAb
Observações/Alias	NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Neurofilamento L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4747
GeneID	4747
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-250 do Neurofilamento L humano (NP_006149.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07196
Peso Molecular da Proteína	62 kDa
Envio	Bolsa de gelo