

Anticorpo Policlonal Anti-Neurofilamento M Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07197

Número do item: CM0022780

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o neurofilamento M (NFM/NEF3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisas sobre o citoesqueleto neuronal e os filamentos intermediários.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra o neurofilamento M
Observações/alias	NFM; NEF3; NF-M; Neurofilamento M
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4741
ID do gene	4741
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-260 do neurofilamento M humano (NP_005373.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P07197
Peso da proteína	102 kDa
Transporte	Bolsa de gelo