

Anticorpo Policlonais Anti-Neurog3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4Z2

Número do item: CM0030915

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NEUROG3 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da diferenciação enteroendócrina e especificação de células endócrinas pancreáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEUROG3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; NEUROG3
Espécie	Humano
ID do Gene	50674
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do NEUROG3 humano (NP_066279.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4Z2
Peso Molecular da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo