

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Neurog3 Para Wb, Elisa - Q9Y4Z2

Número do item: CM0022990

introdução

Anticorpo policlonal de coelho NEUROG3 para WB e ELISA. Tem como alvo a neurogenina-3 humana, um fator de transcrição crítico para a diferenciação de células enteroendócrinas e pancreáticas endócrinas. Ideal para biologia do desenvolvimento e pesquisa em diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEUROG3 Rabbit pAb
Observações/Alias	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; G3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50674
GeneID	50674
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da NEUROG3 humana (NP_066279.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y4Z2
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo