

Anticorpo Monoclonal Anti-Neurogenina 2 (Ngn2) Para Wb, Elisa - Q9H2A3

Número do item: CM0003547

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Neurogenina 2, um fator de transcrição neuronal. Validado para WB e ELISA, tem reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de diferenciação e desenvolvimento neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Neurogenina 2 de Coelho
Observações/Apelidos	NGN2; Atoh4; ngn-2; Math4A; bHLHa8; Neurogenina 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	63973
GeneID	63973
Imunógeno	Pepídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da Neurogenina 2 humana (Q9H2A3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H2A3
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo