

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Neurogranina (Nrgn) Para Wb, Elisa - Q92686

Número do item: CM0027757

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Neurogranina humana (NRGN), validado para WB e ELISA. Adequado para estudos sobre remodelação sináptica, ligação à calmodulina e doença de Alzheimer. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRGN Rabbit pAb
Observações/Apelido	RC3; hng; NRGN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4900
ID do Gene	4900
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-78 da NRGN humana (NP_001119653.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92686
Peso da Proteína	8kDa
Envio	Saco de gelo