

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Receptor De Neurocinina 1 (Nk1R) Para Wb, Elisa - P25103

Número do item: CM0006099



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o Receptor de Neurocinina 1 humano (NK1R, TACR1). Adequado para WB e ELISA, reativo cruzado com camundongo e rato. Para estudos de sinalização de taquicicina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor de Neurocinina 1 (NK1R) mAb de Coelho
Observações/Apelido	SPR; NK1R; NK1R; TAC1R; Receptor de Neurocinina 1 (NK1R)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6869
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-407 do NK1R humano (P25103)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25103
Peso da Proteína	46 kDa
Envio	Saco de gelo