

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Subunidade Alfa-4 Do Receptor De Acetilcolina Neuronal (Acha4/Chrna4) Para Wb, If/Icc, Elisa - P43681

Número do item: CM0019753



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACHA4 humano (CHRNA4), validado para WB, IF/ICC, ELISA e reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar a função do receptor nicotínico de acetilcolina neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACHA4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; ACHA4
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	1137
GenelD	1137
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-242 do ACHA4 humano (P43681)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P43681
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco com gelo