

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Neuroplastina (Nptn) Para Wb E Elisa - Q9Y639

Número do item: CM0026909



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Neuroplastina (NPTN) humana, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos sobre plasticidade sináptica e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPTN Rabbit pAb
Observações/Apelido	GP55; GP65; SDR1; np55; np65; SDFR1; NPTN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27020
ID do Gene	27020
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-200 da NPTN humana (NP_059429.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y639
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo