

Anticorpo Monoclonal Anti-Elastase De Neutrófilo (Elane) Para Wb, Ip, Elisa - P08246

Número do item: CM0009344



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano Elastase de Neutrófilo (ELANE) de alta qualidade, otimizado para WB, IP e ELISA. Uma ferramenta confiável para investigar a função dos neutrófilos e NETose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Elastase de Neutrófilo (ELANE) mAb de Coelho
Observações/Apelido	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Elastase de Neutrófilo (ELANE)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1991
GeneID	1991
Imunogénio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 167-267 da Elastase de Neutrófilo (ELANE) humana (P08246)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08246
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Saco de gelo