

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Elastase De Neutrófilos (Elane) Para Wb, If, Ihc, Elisa - P08246

Número do item: CM0016385



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Elastase de Neutrófilos humana (ELANE), validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA; detecta ELANE endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato; ideal para pesquisas sobre a biologia dos neutrófilos, NETose e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Elastase de Neutrófilos (ELANE), pAb de coelho
Observações/Alias	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Elastase de Neutrófilos (ELANE)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1991
GeneID	1991
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 30-267 da Elastase de Neutrófilos humana (ELANE) (NP_001963.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P08246
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo