

Anticorpo Monoclonal Anti-Nf-Kb P65/Rela Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - Q04206

Número do item: CM0003400



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO que visa o NF-kB p65/RelA humano (Q04206). Adequado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e CHIP com reatividade cruzada para humano, rato, camundongo e macaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] NF-kB p65/RelA mAb de Coelho
Observações/Apeliido	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Imunogénio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, CHIP
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo, Macaco
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo