


Anticorpo Monoclonal Anti-Nf-Kb P65/Rela (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q04206

Número do item: CM0005449



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado a NF-kB p65/RelA humana. Adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reage de forma cruzada com humanos, camundongos, ratos e macacos. Ideal para pesquisas de inflamação, imunidade, câncer e estudos de SARS-CoV-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] NF-kB p65/RelA mAb de Coelho
Observações/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; IA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 450-551 de NF-kB p65/RelA humana (NP_068810.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	Q04206
Peso Proteico	58kDa/59kDa/60kDa
Envio	Bolsa de gelo