


Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Nf-Kb P65/Rela Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Número do item: CM0002114



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo direcionado ao NF-kB p65/RelA humano (Q04206), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de sinalização NF-kB, inflamação e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Camundongo NF-kB p65/RelA (mAb)
Observações/Apelido	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 450-551 do NF-kB p65/RelA humano (Q04206).
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04206
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo