


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nf-Kb P65/Rela Para Wb - Q04206

Número do item: CM0016668



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NF-kB p65/RelA humano (SWISS: Q04206) validado para WB, IP, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização de NF-kB e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NF-kB p65/RelA Coelho pAb
Observações/Apelido	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5970
ID do Gene	5970
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 450-551 do NF-kB p65/RelA humano (NP_068810.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04206
Peso Molecular da Proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de Gelo