


Anticorpo Monoclonal Anti-Nf-Kb2 Para Wb, Elisa - Q00653

Número do item: CM0004541



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho NF-κB2 para WB e ELISA, reconhecendo NF-κB2 (p52/p100) humano, de camundongo e de rato. Envolvido em inflamação, imunidade e apoptose. Ideal para pesquisa de sinalização NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NF-κB2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4791
GeneID	4791
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-900 do NF-κB2 humano (NP_001070962.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00653
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco de gelo