


Anticorpo Monoclonal Anti-Nf-Kb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q00653

Número do item: CM0003763



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NF-κB2 humano (p52/p100). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização de NF-kappa-B, inflamação e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-NF-κB2
Observações/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4791
GeneID	4791
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 745-877 do NF-κB2 humano (Q00653)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00653
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Bolsa de gelo