


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nf-Kb2 (Fosfo S866+S870) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q00653

Número do item: CM0001373



introdução

Anticorpo monoclonal fosfo-específico de coelho direcionado ao NF-κB2 (p100/p52) em S866+S870, validado para WB, IHC-P, ELISA em humano e camundongo. Ferramenta essencial para pesquisa de sinalização NF-κB, inflamação e estudos de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-NF-κB2-S866/S870
Observações/Apelido	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Fosfo-NF-κB2-S866/S870
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4791
Imunogênio	Peptídeo sintético em torno de S866 & S870 do NF-κB2 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q00653
Peso Proteico	97kDa
Envio	Em saco de gelo