

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nfat2 Para Wb - 095644

Número do item: CM0004271



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-NFAT2 validado para WB e ELISA. Detecta NFAT2 humano e de camundongo. Adequado para pesquisas de sinalização em células T, expressão de citocinas e diferenciação de osteoclastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NFAT2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Espécie	humano
ID do Gene (Humano)	4772
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-305 do NFAT2 humano (NP_001265598.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O95644
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Bolsa de gelo