

Anti-Nfat2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95644

Número do item: CM0019885



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NFAT2 validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece o fator de transcrição NFAT2 humano; o imunogênio abrange os aminoácidos 115-298. Adequado para pesquisa de sinalização de células T e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFAT2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4772
GeneID	4772
Imunogênio	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 115-298 do NFAT2 (NP_001265598.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95644
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Saco com gelo