

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nfat2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95644

Número do item: CM0014810



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa os aminoácidos 20-300 do NFAT2 (NFATC1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas de ativação de células T, expressão de citocinas e diferenciação de osteoclastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	NFAT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4772
GeneID	4772
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 do NFAT2 (NP_765978.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95644
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Saco de gelo