


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nfatc2 Para Wb - Q13469

Número do item: CM0013980



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NFATC2 humano, validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa em sinalização de células T, expressão de citocinas e regulação transcricional em amostras humanas, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFATC2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JCOSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4773
ID do Gene	4773
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13469
Peso Proteico	100kDa
Envio	Saco de Gelo