

Anticorpo Monoclonal Anti-Nfatc3 Para Wb, If-P, Elisa - Q12968

Número do item: CM0007269



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NFATC3 (NFAT4/NFATx), validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta NFATC3 humano, de camundongo e de rato com um peso molecular previsto de 116 kDa. Ideal para estudos de sinalização em células T e regulação transcrricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFATC3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
Espécie	Humano
ID do Gene	4775
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 850-1075 do NFATC3 humano (NP_775188.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12968
Peso da Proteína	116kDa
Envio	Saco de gelo