

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nfatc3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12968

Número do item: CM0027340



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NFATC3 (NFAT4) humano para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar a regulação transcricional de NFAT e o desenvolvimento cardíaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFATC3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4775
ID do Gene	4775
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do NFATC3 humano (NP_775188.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12968
Peso da Proteína	116kDa
Envio	Saco com gelo