

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nfe2L1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14494

Número do item: CM0013909

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NFE2L1 humano (NRF1/TCF11) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta NFE2L1 humano, de camundongo e de rato (85 kDa). Ideal para pesquisas sobre estresse oxidativo, metabolismo do colesterol e proteostase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NFE2L1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	NRF1; NRF-1; TCF11; LCR-F1; NFE2L1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4779
ID do gene	4779
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 515-772 de NFE2L1 humano (NP_003195.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q14494
Peso da proteína	85 kDa
Envio	Bolsa de gelo