

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Nfe2L3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4A8

Número do item: CM0015285

introdução

Anticorpo policloonal de coelho contra NFE2L3 (NRF3) humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de expressão gênica específica de eritroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFE2L3 Rabbit pAb
Observações/Alias	NRF3; NFE2L3
Espécie	Humano, Camundongo, Rato
GeneID (humano)	9603
GeneID	9603
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-550 da NFE2L3 humana (NP_004280.5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4A8
Peso da Proteína	76kDa
Transporte	Bolsa de gelo