

## Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Nfia Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12857

Número do item: CM0029907



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NFIA, um fator de transcrição e regulador da replicação do DNA. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Para estudos de fatores nucleares.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NFIA Rabbit pAb                                                                                                                                  |
| Observações/Apelido | CTF; NF1-A; NF1-A; NF1-L; BRMUTD; NF-I/A; DEL1P32P31; C1DELP32p31; NFIA                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                           |
| GeneID (humano)     | 4774                                                                                                                                             |
| GeneID              | 4774                                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-330 do NFIA humano (NP_005586.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                         |
| SWISS               | Q12857                                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 56kDa                                                                                                                                            |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                    |