


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nfil3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16649

Número do item: CM0013015



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NFIL3 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece NFIL3 humano e de rato (Q16649), um regulador transcricional do relógio circadiano. Ideal para pesquisas sobre ritmo circadiano e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFIL3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	E4BP4; IL3BPBP1; NFIL3A; NF-IL3A; NFIL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4783
GeneID	4783
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 133-462 do NFIL3 humano (NP_005375.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q16649
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo