


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Nfix Para Wb E Elisa - Q14938

Número do item: CM0028972



introdução

Anticorpo policloonal de coelho contra NFIX humano, validado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Atua na ativação da transcrição e na replicação do DNA. UniProt Q14938.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFIX Rabbit pAb
Observações/Alíase	CTF; NF1A; MALNS; NF1-X; MRSHSS; NF-I/X; SOTOS2; NFIX
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4784
GeneID	4784
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14938
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo