

Anticorpo Monoclonal Anti-Nfkb1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip - P19838

Número do item: CM0008711



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NFKB1, validado para WB, IHC-P, IP, ELISA e CHIP em humanos e camundongos. Tem como alvo NF-kB p105/p50, um fator de transcrição essencial nas respostas imunes e inflamatórias. Ideal para pesquisa em DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NFKB1 Rabbit mAb
Observações/Alcunhas	KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFKB-p50, Nf kappaB, NF-kappaB, NFKB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4790
ID do gene	4790
Imunógeno	Peptídeo sintético derivado de NFKB1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P19838
Peso da proteína	105 kDa
Envio	Bolsa de gelo