


## Anti-Nfs1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y697

Número do item: CM0027554



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a cisteína desulfurase NFS1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre biogênese de clusters ferro-enxofre mitocondriais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NFS1 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 9054                                                                                                                      |
| GeneID              | 9054                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-457 do NFS1 humano (NP_066923.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q9Y697                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 50kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |