


Anticorpo Policlonal Anti-Nfu1 Para Wb E Elisa - Q9Ums0

Número do item: CM0028496



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NFU1, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre clusters ferro-enzofre mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFU1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Nfu; NifU; HIRIP; MMDFS; MMDS1; NIFUC; CGI-33; HIRIP5; NFU1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27247
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do NFU1 humano (NP_001002755.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UMS0
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo