

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nfyb Para Wb, Elisa - P25208

Número do item: CM0027930



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NFYB para WB, ELISA. Reage com humano e camundongo. Tem como alvo o fator de transcrição nuclear Y subunidade beta, uma proteína de ligação à caixa CCAAT envolvida na regulação da transcrição gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFYB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HAP3; CBF-A; CBF-B; NF-YB; NFYB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4801
GeneID	4801
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-207 do NFYB humano (NP_006157.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P25208
Peso Molecular	23kDa
Envio	Bolsa de gelo