

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nfyc Para Wb E Elisa - Q13952

Número do item: CM0028655



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NFYC (NF-YC, H1TF2A) para Western blot e ELISA. Validado em humano e apresenta reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa de fatores de transcrição e estudos de ligação à caixa CCAAT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFYC pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSM; CBFC; HAP5; CBF-C; NF-YC; H1TF2A; NFYC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4802
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-120 do NFYC humano (NP_055038.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q13952
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo