

Anticorpo Monoclonal Anti-NG2 Para Citometria De Fluxo - Q6Uvk1

Número do item: CM0008892



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra NG2 humano (CSPG4) para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas. Útil para estudar melanoma, angiogênese e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-NG2 Humano
Observações/Apelido	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1464
GeneID	1464
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1583-2224 do NG2 humano (NP_001888.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6UVK1
Peso Proteico	251kDa
Envio	Em saco de gelo