

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ng2/Cspg4 Para Wb, Elisa - Q6Uvk1

Número do item: CM0007015



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NG2/CSPG4 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo o proteoglicano de sulfato de condroitina 4 humano (251kDa), um participante chave na migração celular, invasão de melanoma e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NG2/CSPG4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1464
GeneID	1464
Imunogênio	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1340-1563 do NG2/CSPG4 humano, NP_001888.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6UVK1
Peso da Proteína	251kDa
Envio	Saco de gelo