

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ng2/Cspg4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - Q6Uvk1

Número do item: CM0007381



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao NG2/CSPG4 humano, adequado para WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA. Ideal para investigar mecanismos de migração celular, angiogênese e melanoma; reage de forma cruzada com camundongo e humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho NG2/CSPG4
Observações/Apelido	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Espécie	Humano
GeneID	1464
Imunôgênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1583-2224 do NG2 humano (NP_001888.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6UVK1
Peso Proteico	251kDa
Envio	Saco de gelo