

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ng2/Cspg4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Uvk1

Número do item: CM0022404



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NG2/CSPG4 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta o proteoglicano de sulfato de condroitina 4 humano e de camundongo, um receptor chave de superfície celular envolvido na migração celular, angiogênese e progressão do melanoma. Ideal para pesquisas sobre câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NG2/CSPG4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1464
ID do Gene	1464
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1950-2210 do NG2/CSPG4 humano (NP_001888.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6UVK1
Peso Proteico	251kDa
Envio	Saco de gelo