

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ng2/Cspg4 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Uvk1

Número do item: CM0027710



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra NG2/CSPG4 humano (SWISS Q6UVK1). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de migração celular, angiogênese e melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] NG2/CSPG4 Rabbit pAb
Observações/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; G4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1464
GeneID	1464
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1340-1563 da NG2/CSPG4 humana (NP_001888.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6UVK1
Peso da Proteína	251kDa
Transporte	Saco de gelo