


Anti-Ngb (Neuroglobina) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Npg2

Número do item: CM0028939



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra neuroglobina humana (NGB), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para pesquisas sobre hipóxia, neuroproteção e tecido cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NGB Rabbit pAb
Observações/Apelido	NGB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	58157
ID do Gene	58157
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-151 da NGB humana (NP_067080.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NPG2
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco com gelo