


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ngdn Para Wb E Elisa - Q8Nej9

Número do item: CM0013170



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao NGDN humano (Neuroguidin), recomendado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Adequado para estudos sobre biogênese de ribossomos, regulação da tradução e desenvolvimento neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NGDN Rabbit pAb
Observações/Alias	NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN
Espécie	Humano
ID do Gene	25983
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-209 do NGDN humano (NP_001036100.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8NEJ9
Peso Molecular da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo