


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ngdn Para Wb, Elisa - Q8Nej9

Número do item: CM0014704



introdução

NGDN Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para Humano, Camundongo e Rato. Ideal para estudar a biogênese dos ribossomos e a regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NGDN Rabbit pAb
Observações/Alis	NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25983
GeneID	25983
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-209 do NGDN humano (NP_001036100.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NEJ9
Peso da Proteína	36 kDa
Transporte	Bolsa de gelo