

Anticorpo Policlonais Anti-Ngf Para Wb, Elisa - P01138

Número do item: CM0017084



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NGF humano (Fator de crescimento nervoso beta), validado para WB e ELISA, reage com humano e camundongo. Adequado para estudos de desenvolvimento neuronal e neuropatia. - P01138

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NGF Rabbit pAb
Observações/Apelido	NGFB; HSAN5; Beta-NGF; NGF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4803
GeneID	4803
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-241 do NGF humano (NP_002497.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P01138
Peso Proteico	27kDa
Envio	Bolsa de gelo