

Anticorpo Policlonal Anti-Ngf Para Wb, Elisa - P01138

Número do item: CM0015794



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator de crescimento neural beta (NGF) humano. Adequado para Western blot (WB) e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de neurobiologia e sinalização de fatores de crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NGF Coelho pAb
Observações/Apelido	NGFB; HSN5; Beta-NGF; NGF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4803
ID do Gene	4803
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-241 do NGF humano (NP_002497.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P01138
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo