

Anticorpo Policlonal Anti-Ngfrap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q00994

Número do item: CM0029030

introdução

NGFRAP1 Rabbit pAb validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano e camundongo. Direciona-se à BEX3 (executor de morte celular associado a p75NTR) envolvida na apoptose; ideal para pesquisa de morte neuronal e sinalização de zinco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NGFRAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Bex; NADE; HGR74; NGFRAP1; DXS6984E
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27018
ID do Gene	27018
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-111 do NGFRAP1 humano (NP_996798.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q00994
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo