


Anticorpo Policlonais Anti-Ngly1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96lv0

Número do item: CM0017164



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NGLY1 humana (N-glicanase 1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas de degradação associada ao RE e controle de qualidade de glicoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NGLY1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CDDG; PNG1; CDG1V; PNG-1; PNGase; NGLY1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55768
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da NGLY1 humana (NP_060767.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96lv0
Peso da Proteína	74 kDa
Envio	Bolsa de gelo