


Anticorpo Policlonal Anti-Nhej1 Para Wb E Elisa - Q9H9Q4

Número do item: CM0021931



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o NHEJ1 humano, essencial para o reparo de quebras de fita dupla do DNA por meio da NHEJ. Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NHEJ1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	XLFI; NHEJ1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	79840
ID do gene	79840
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-299 do NHEJ1 humano (NP_079058.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q9H9Q4
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Embalagem de gelo