

Anticorpo Monoclonal Anti-Nhlh1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02575

Número do item: CM0006459

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o NHLH1 humano (HEN1, NSCL, bHLHa35). Indicado para Western blot, imunofluorescência, imunoprecipitação e ELISA. Relevante para estudos de determinação de tipo celular e desenvolvimento neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NHLH1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4807
GeneID	4807
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-60 do NHLH1 humano (NP_005589.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q02575
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco de gelo