

Anticorpo Monoclonal Anti-Nhlh1 Para Wb, Ip, Elisa, Chip - Q02575

Número do item: CM0006164

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-NHLH1 validado para WB, IP, ELISA, ChIP. Tem como alvo o NHLH1 humano (bHLHa35), um fator de transcrição neural básico de hélice-alça-hélice implicado na diferenciação celular. Ideal para pesquisa em neurobiologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NHLH1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4807
GeneID	4807
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-60 do NHLH1 humano (NP_005589.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q02575
Peso Molecular da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo