

Anti-Nhlh1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02575

Número do item: CM0024139

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NHLH1 humano (proteína hélice-laço-hélice 1, bHLHa35). Validado para aplicações de WB, IF/ICC, IP e ELISA. Específico para amostras humanas; ideal para pesquisas em neurobiologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NHLH1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4807
GeneID	4807
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-60 do NHLH1 humano (NP_005589.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q02575
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo